MEDICA GROUP

Уральский биомедицинский кластер

ХОЛДИНГ ЮНОНА

АНАЛИЗАТОР ИДЕНТИФИКАЦИИ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ ЮНОНА® ХК-II

Лаконичный дизайн



Два метода обнаружения

Оптический метод обнаружения

- Конструкция, с интегрированным сенсорным экраном, обеспечивает компактность и простоту в использовании
- Колориметрия и турбидиметрия
- Фотоэлектрическое обнаружение, заменяющее традиционную технологию сканирования или получения изображения с помощью CCD матрицы

ЮНОНА® ХК-II

Уральский биомедицинский кластер

ХОЛДИНГ ЮНОНА

Расширенная библиотека штаммов



Охватывает распространённые клинические штаммы, с постоянным обновлением и пополнением библиотеки штаммов

Удобная работа с данными



- С эффективными функциями обнаружения, запроса статистики, настройки и анализа
- Пользовательская настройка предназначена для вывода статистических отчета
- Двухсторонняя передача в LIS

Мощная экспертная система

- Разработаны и обновлены формы отчетов в соответствии с последними стандартами CLSI и руководством EUCAST;
- Результаты по значениям МИК могут быть представлены пятью группами (A/B/C/O/U и т.д.) на основе стандартов CLSI или персонализировано;
- Вторичный анализ результатов и проверка идентификации бактерий и анализа на восприимчивость к антимикробным препаратам - для точности и надежности результата
- Многочисленные механизмы лекарственной устойчивости, такие как MRSA тест, VRE тест, CRE тест, ESBL тест, HLAR тест, и PRSP-индуцированная устойчивость к клиндамицину
- Выдает информацию о штаммах с множественной лекарственной устойчивостью

Наборы реагентов



- Набор для идентификации микроорганизмов (Enterobacteriaceae, неферментирующих бактерий, Staphylococcus, Streptococcus, дрожеподобных грибов)
- Набор для определения чувствительности к антимикробным препаратам. Каждый планшет содержит до 30 антимикробных препаратов.
- Комбинированный набор: для идентификации и определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам.

*Все наборы полностью укомплектованы реагентами для полноценной работы.

горячая линия: 8 (800) 505-53-07

сайт: www.medicagroup.ru

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28/1
+7 (343) 270-75-17

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 71, стр. 2
+7 (495) 137-53-68

MEDICA GROUP